
# Respirator Donning, Doffing, and Seal Checks Fallen Phrases – Spanish







Respuesta: La prueba de ajuste debe realizarse antes de que el usuario utilice el respirador por primera vez y, a partir de entonces, al menos una vez al año. El propósito de la comprobación del sellado del usuario es verificar que la mascarilla de respiración tiene un sellado y una posición adecuados en la cara del usuario. inspeccionar la mascarilla de respiración para asegurarse de que no hay desgarros ni daños en la misma. Es importante que los respiradores se pongan y se quiten correctamente.